

MVZ Labor Münster Hafenweg GmbH | Hafenweg 9-11 | 48155 Münster

Wichtige Laborinformation zu den Sigma-Transwab[®] Abstrichen!

Ansprechpartner: Mechthild Sandmann

Abteilung: Präanalytik
Telefon: 0251 60 91 6-179

E-Mail: m.sandmann@labor-muenster.de

Datum: Dezember 2022

Änderung bei den Sigma-Transwab® Abstrichen

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam,

wenn Sie mehr als zwei PCR Untersuchungen z.B. eine Multiplex-PCR respiratorische Erreger plus SARS-CoV2-PCR aus einem Abstrich oder eine Chlamydien/GO-PCR zusammen mit einer Kultur und Resistenzbestimmung anfordern, möchten wir Sie bitten, unbedingt unsere Abstriche mit stabilem Plastikstab (lila) mit 2 ml Flüssigmedium zu verwenden. Ein Abstrich mit 2 ml Flüssigmedium ist dann ausreichend.

Bei der Anforderung über unser Order Entry System lab@ccess erhalten Sie ab Montag 19.12.2022 grundsätzlich ein Barcodeetikett für die entsprechenden Anforderungen.

Sie erkennen den Unterschied zwischen den Abstrichen mit 1 oder 2 ml Flüssigmedium an der Referenznummer auf den Abstrichen.



Bei Bestellungen erhalten Sie jetzt grundsätzlich die Abstriche mit 2 ml Flüssigmedium. Sollten Sie noch keine entsprechenden Abstriche vorliegen haben, können Sie diese über den Bestellschein für Versandmaterial unter "Abstriche" "Abstrich mit stabilem Plastikstab (lila)" bestellen oder per E-Mail an versand@labor-muenster.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Sandmann unter Telefon 0251 60 91 6-179 gerne zur Verfügung.

BIC: HYVEDEMM489